

Laboratório de Helmintologia Evolutiva Universidade de São Paulo Departamento de Zoologia

Responsável pelo protocolo: Marcus Vinicius Domingues

| ESPECIFICAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE | | | |
|--|--|--|--|
| MONOGENOIDEA PARA MICROSCOPIA CONFOCAL | | | |
| Preparação | 1 N NaOH (5 minutos)* | | |
| | * Somente para espécimes de água doce | | |
| Coloração | Tricrômico de Gomori | | |
| | 1. Transferir os espécimes para uma pequena gota de corante, no | | |
| | centro de uma placa de Petri pequena. | | |
| | 2. Corar por 1-3 minutos (Monocotilídeos coram melhor após 10 a | | |
| | 15 minutos) | | |
| | 3. Inundar a placa de Petri em ethol absoluto | | |
| | 4. Diferenciar com gotas de água. | | |
| | 5. Transferir os espécimes para outra placa de Petri contendo ethol | | |
| | absoluto. | | |
| | 6. Desidratar por 1-5 minutos | | |
| | 7. Transferir para creosoto de faia. | | |
| | 8. Deixar em creosoto de faia até clarificar. | | |
| | Montar espécimes em bálsamo do Canadá ou Euparal™. | | |

| ESPECIFICAÇÕES PARA CONFOCAL FLUORESCENCIA | | |
|---|---------------------------|--|
| PARA MONOGENOIDEA (ESTRUTURAS ESCLEROTIZADAS) | | |
| ESPESSURA SLICE | 0.115 μm | |
| TAMANHO IMAGEM | 512X512 pixels | |
| CONTRASTE | 9818 | |
| PINHOLD | 17 | |
| FILTRO DE EMISSÃO | 590 | |
| ZOOM | 1.9 | |
| LENTE | 3 | |
| MAGN | 63X1.4 (numeric aperture) | |
| LASER | 488 | |
| FILTRO DE EMISSÃO | VERDE | |
| LASER | AZUL | |
| ATTER | 1 | |
| ESPESSURA | 20-70 μm | |
| AVERAGE LINE | 4 | |
| TIME | 2 s | |

| FÓRMULA: TRICRÔMICO DE GOMORI (HUMASON, 1979) | | |
|---|--------|--|
| Cromotropo 2R | 0,6 g | |
| Azul anilina | 0,6 g | |
| Ácido fosfomolibdênico | 1 g | |
| Ácido clorídrico | 1 ml | |
| Água destilada | 100 ml | |
| Modo de preparo | | |
| 1. Reunir o cromotropo, o azul anilina e o ácido fosfomolibdênico | | |
| 2. Dissolver tudo em água destilada. | | |
| 3. Adicionar ácido clorídrico | | |
| 4. Não filtrar | | |
| 5. Aguarde cerca de 24 horas antes de usar. | | |
| 6. Guardar sob refrigeração e usar frio. | | |

Referências

- Amato, J.F.R., W.A. Boeger & S.B. Amato. 1991. Protocolos para laboratório Coleta e Processamento de Parasitos de Pescado. Imprensa Universitária. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 81pp.
- Galli, P., G. Strona, A.M. Villa, F. Benzoni, S. Fabricio, D. S. Maria & D.C. Kritsky. 2006. Three-Dimensional Imaging of Monogenoidean Sclerites by Laser Scanning Confocal Fluorescence Microscopy. Comparative Parasitology. *In press*.
- Humason, G.L. 1979. **Animal tissue techniques.** 4th ed. W.H. Freeman and Company, San Francisco, C.A, USA. 661 pp.